

**ENGLISH**
**GENERAL INFORMATION**

**GENERAL INFORMATION**
3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish is a fluoride-containing varnish for application to enamel and dentin for the treatment of hypersensitive teeth. Clinpro White Varnish is moisture and saliva-activated. It will spread on and adhere to moist teeth. Clinpro White Varnish is an alcohol-based solution of modified resin. The product is sweetened with xylitol. Clinpro White Varnish contains an innovative tri-calcium phosphate (TCP) ingredient exclusively from 3M ESPE. Calcium and phosphate ions are naturally occurring components of saliva long associated with maintaining healthy teeth.

Mint flavor is supplied in unit-dose packages containing 0.50 ml of Clinpro White Varnish. Each 0.50 ml of Clinpro White Varnish contains 25 mg sodium fluoride equivalent to 11.3 mg fluoride ion.

**INDICATIONS**

- Use as a fluoride-containing coating that:
- Treats hypersensitive teeth
- Treats exposed dentin and root surface sensitivity

**CONTRAINDICATIONS**

Ulcerative gingivitis and stomatitis

**PRECAUTIONARY INFORMATION for patients**

To limit ingestion, determine the proper application amount for the patient. Discontinue use of other prescriptive fluoride preparations (i.e. gels, trays) for 24 hours following Clinpro White Varnish application. Children taking fluoride supplements should discontinue use of supplements for 2-3 days following treatment.

**PRECAUTIONARY INFORMATION for dental personnel**
3M ESPE MSDS information can be obtained from www.3MESPE.com or contact your local subsidiary.

**HAZARD INFORMATION**

This product as sold is a flammable material. Once the material has adhered to the teeth, this product is no longer flammable.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

**General application instructions:**

- The tooth surface(s) to be treated should minimally be “toothbrush” clean. A prophylaxis is not required.
- Open the unit-dose package of Clinpro White Varnish and dispense the entire content onto the round application guide on the back of the pouch, or onto one of the application guide stickers provided in the box.
- IMPORTANT: Use the applicator brush to thoroughly mix Clinpro White Varnish since components of all sodium fluoride varnishes can separate during storage. While mixing, keep the material evenly distributed inside the inner circle of the application guide.

- One or two brush loads of Clinpro White Varnish may be sufficient for an entire quadrant when used for routine application in recall visits. For more extensive treatments, refer to the maximum amounts suggested in the application recommendations below.

- Use the application guide by applying the material within the upper half of the circle down to the line that indicates the maximum amount.
- Maximum Application Guidelines:**

**0.25 ml dosage** (apply material from the top of the inner circle to the line that indicates 0.25 ml)

- To be used to treat patients with primary dentition.

- To be used to treat any patient requiring limited tooth surface coverage.

**0.40 ml dosage** (apply material from the top of the inner circle to the line that indicates 0.40 ml)

- To be used to treat patients with mixed dentition who require extensive tooth surface coverage.

DO NOT use this amount to treat patients with primary dentition only. Follow guidelines above.

**0.50 ml dosage** (apply material from top of the inner circle to the line that indicates 0.50 ml)

- To be used to treat patients with permanent dentition who require extensive tooth surface coverage.
- DO NOT use this amount to treat patients with primary dentition only. Follow guidelines above.

**NOTE:** If the full amount (0.50 ml) is being used, the Clinpro White Varnish does not need to be dispensed on the application guide. A mix pad or other surface may be used.

- Clinpro White Varnish will set to dentition in the presence of saliva. For best results, excessive saliva should be removed prior to application by blotting the tooth surface(s). To prevent premature setting of varnish on bristles, avoid rinsing or brushing with toothpooled saliva. Apply Clinpro White Varnish evenly in a **thin** layer over treatment areas (FA). For larger surface areas, apply Clinpro White Varnish in sweeping horizontal brush strokes across multiple teeth.

- After application, instruct the patient to close his or her mouth to set the Clinpro White Varnish. Rinsing or suctioning immediately after application is not recommended. You may see a thin coating on the teeth. The patient may feel the thin coating when rubbing the treated area with his or her tongue.

- The treatment period for Clinpro White Varnish is minimally 4 hours, preferably overnight.

- During the treatment period, instruct the patient to avoid hard and sticky foods, including alcohol (beverages, oral rinses, etc.), hot beverages, toothbrushing, and flossing.

- After the treatment period, the patient can remove Clinpro White Varnish by brushing and flossing, or wait until the coating naturally wears away (within 24 hours).

**STORAGE AND USE**

This product is designed to be stored and used at room temperature. Shelf life at room temperature is 24 months. Ambient temperatures routinely higher than 27°C/80°F, or lower than 10°C/50°F, may reduce shelf life. See outer package for expiration date.

**DISPOSAL**

See the Material Safety Data Sheet (available at www.3MESPE.com or through your local subsidiary) for disposal information.

**CUSTOMER INFORMATION**

No person is authorized to provide any information which deviates from the information provided in this instruction sheet.

**WARRANTY**
3M ESPE warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M ESPE MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user’s application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M ESPE’s sole obligation shall be repair or replacement of the 3M ESPE product.

**LIMITATION OF LIABILITY**

Except where prohibited by law, 3M ESPE will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence or strict liability.

**РУССКИЙ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
Материал стоматологической фторосодержащей Clinpro™ White Varnish – это фторосодержащее покрытие, которое наносится на эмаль и дентин для обработки зубов с гиперчувствительностью.

Материал Clinpro White Varnish активируется влагой и слюной. Он наносится на влажные зубы и сцепляется с ними. Материал Clinpro White Varnish представляет собой спиртовой раствор модифицированных смол. Компонит в составе придает материалу сладковатый вкус. Материал Clinpro White Varnish содержит инновационный ингредиент – трикальцийфосфат (TCP), разработанный в 3M ESPE. Ионы кальция и фосфат-ионы – это естественные компоненты слюны, связанные с поддержанием здоровья зубов.

Материал со вкусом мяты поставляется в упаковках с однократной дозой, содержащих по 0,50 мл материала Clinpro White Varnish. В каждой 0,50 мл материала Clinpro White Varnish содержится 25 мг фторида натрия, что эквивалентно 11,3 мг фторида-иона.

**ПОКАЗАНИЯ**

Для использования в качестве фторосодержащего покрытия при:

- лечении гиперчувствительности зубов;
- лечении гиперчувствительности обнаженного дентина и поверхности корня.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Язвенный гингивит и стоматит

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для пациентов**

Для минимизации количества проглатываемого материала подберите необходимую дозу для пациента дозы. В течение 24 часов после нанесения материала Clinpro White Varnish пациент не должен применять никаких фторосодержащих препаратов (например, гелей, средств для полоскания рта).

Дети, принимающие фторосодержащие добавки, должны прекратить их прием в течение 2-3 дней после лечения.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ для стоматологов**
Паспорт безопасности материала 3M ESPE доступен по адресу www.3MESPE.com. Чтобы получить его, вы также можете связаться с местным представительством компании.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА**

Данный продукт продается как воспаленный материал. После нанесения на зубы он теряет свои горючие свойства.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Общая инструкция по нанесению.**

- Поверхность обрабатываемых зубов должна быть очищена, для этого подберите чистка обычной зубной щетки. Предварительное проведение процедуры профилактики не требуется.

- Откройте индивидуальную упаковку с однократной дозой материала Clinpro White Varnish и выдуйте его содержимое на круглый шаблон для дозирования материала на задней стороне упаковки или на один из стержней для дозирования, входящих в набор.

- ВАЖНО! Кисточкой аппликатора тщательно смешайте материал Clinpro White Varnish, поскольку компоненты покрытий с фторидом натрия могут распадаться во время хранения. Во время смешивания равномерно распределите материал в пределах внутренней окружности шаблона.

- ВАЖНО! Кисточкой аппликатора тщательно смешайте материал Clinpro White Varnish, поскольку компоненты покрытий с фторидом натрия могут распадаться во время хранения. Во время смешивания равномерно распределите материал в пределах внутренней окружности шаблона.
- В случае повторных визитов, для обработки одного полного квадранта достаточно обмокнуть кисточку в материал Clinpro White Varnish одна-два раза. Для более тщательной обработки следуйте рекомендациям по максимальному дозированию материала ниже.
- При использовании шаблона для дозирования наносите материал на верхнюю половину круга до линии, обозначающей максимальное количество.

**Рекомендации по максимальной дозировке.**

**дозировка 0,25 мл** (нанесите материал на верхнюю часть внутреннего круга до линии, обозначающей 0,25 мл)

- Используется для лечения пациентов с временным прикусом.

- Используется для лечения пациентов, которым требуется покрытие небольшого поверхность зубов.

**дозировка 0,40 мл** (нанесите материал на верхнюю часть внутреннего круга до линии, обозначающей 0,40 мл)

- Используется для лечения пациентов со смешанным прикусом, которым требуется покрыть обширную поверхность зубов.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эту дозировку для лечения пациентов со временным прикусом. Следуйте приведенным выше рекомендациям.

**дозировка 0,50 мл** (нанесите материал на верхнюю часть внутреннего круга до линии, обозначающей 0,50 мл)

- Используется для лечения пациентов с постоянным прикусом и у тех пациентов, которым требуется покрыть обширную поверхность зубов.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эту дозировку для лечения пациентов с молочным прикусом. Следуйте приведенным выше рекомендациям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании всей индивидуальной дозы (0,50 мл) материала Clinpro White Varnish не обязательно выдвигать содержимое пакета на шаблон для дозирования. В этом случае для смешивания можно использовать блокнет или другую поверхность.

- Материал Clinpro White Varnish зафиксирован на зубах в присутствии слюны. Для достижения наилучшего результата необходимо удалить излишки слюны с поверхности зубов путем промокания перья нанесением материала. Во избежание преждевременного застывания материала на щетинках кисточки не следует проводить кисточкой аппликатора по склеившейся слюне. Равномерно нанесите материал Clinpro White Varnish тонким слоем на обрабатываемые поверхности. Для обработки больших поверхностей кисточкой нанесите материал Clinpro White Varnish на несколько зубов широкими горизонтальными мазками.
- После нанесения пациент должен закрыть рот, чтобы материал Clinpro White Varnish засох. Не рекомендуется полоскать рот или отсасывать слюну сразу после нанесения. Вы увидите на зубах тонкую пленку. Пациент может почувствовать тонкую пленку, проведя языком по обработанному участку.
- Период лечения материалом Clinpro White Varnish должен составлять не менее 4 часа, а желательно – всю ночь.
- Во время лечения порекомендуйте пациенту избежать употребления твердой и вязкой пищи, спиртосодержащих продуктов (напитки, средства для полоскания рта и т.д.), горячих напитков, воздержаться от чистки зубов и применения зубных нитей.

- Период обработки пациента может удалить материал Clinpro White Varnish, почистив зубы зубной щеткой или нитью, либо подождать, пока пленка не сойдет сама (обычно это происходит в течение 24 часа).
- ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**
- Материал предназначен для хранения и использования при комнатной температуре. Срок хранения при комнатной температуре – 24 месяца. Частые посещения врача, включая использование горячих напитков (более 10°C/50°F могут сократить срок хранения. Дату истечения срока хранения см. на внешней упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Информация об утилизации см. в паспорте безопасности материалов (доступен на веб-сайте www.3MESPE.com или в местном представительстве).

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ**

Запрещается предоставлять информацию, противоречащую этой инструкции.

**ГАРАНТИЯ**

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материала и изготовления. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОДАЖИ ЛИБО К УПОМИНУВАНИЮ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ. Пользователь несет полную ответственность за применимость данного продукта для конкретных целей. В случае обнаружения дефекта изделия в течение гарантийного периода его устранение и ответственность компании 3M ESPE ограничиваются ремонтом и заменой данного изделия 3M ESPE.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данного изделия, будь то прямые, косвенные, умноженные, случайные или опосредованные убытки, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежного обращения или объективной ответственности.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**
За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет ответственности за любые убытки и ущерб, вытекающие из использования данного изделия, будь то прямые, косвенные, умноженные, случайные или опосредованные убытки, независимо от выдвинутых объяснений, в том числе гарантий, контрактов, небрежного обращения или объективной ответственности.

**ПОКАЗАНИЯ**

Да се използва като покритие със съдържание на флуориди, което:

- лекува сърчувствителните зубе
- лекува чувствителността на открития дентина и повърхността на короните

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Улцерози гингивита и стоматити

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ за пациенти**
За да се избегне използването, определете правилната доза продукта за пациента. Прекратете използването на други флуоридни препарати, получавани по лекарско предписание (т.е. гелеве, импланкати средства) за 24 часа след нанасането на белия лак Clinpro. Доза, която приемат флуоридни добавки, трябва да прекратят употребата им за 2 – 3 дни след лечението.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ за стоматологичен персонал**
Информационният лист за безопасност на материала за 3M ESPE можете да намерите на адрес: www.3MESPE.com или да се свържете с местния филиал.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТИ**

Този продукт се продава като запалим материал. След запалването му по зъбите той вече не е запалим.

**УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

**Общи указания за нанесение:**

- Повърхността(ите) на зъбите, които ще се обработват, трябва да бъде чиста най-малко до степен “чиста с четка за зъби”. Не е нужна профилантика.
- Отворете опаковката с еднократна доза бел лак Clinpro и изсметте цялото съдържание в кръглия дозатор на гърба на алуминиевото пакетче или върху един от стикер-дозаторите, предоставени в кутията.

- ВАЖНО: използвайте четката апликатор за добро размесване на белия лак Clinpro, тъй като компонентите на всички лакове с натриев флуорид може да се разделят по време на съхраняването им. Докато размесвате, дръжте материала равномерно разпределен във вътрешния кръг на дозатора.

- Едно или две потапяния на четката в бял лак Clinpro може да се окажат достатъчни за попълнота от зъбната дъга при рутинно използване по време на контролни посещения. При по-рядкостното лечение направете справка за максималното количество, посочено в препоръките за нанасяне по-долу.
- Користити само код третирана пациентна с примамо дентитион.

- Користити за третиан свих пациентна код койи је потребно премазивање ограничено површно зуба.

**Дозирање од 0,40 ml** (наносите материјал од врха унутарњег круга до црте које означава 0,25 ml)

- Користити за третирање пацијента с мјесовитом дентитион којима је потребно екстензивно покривање зуба.

NEMOJTE koristiti ovu količinu za tretman pacijenta koji imaju samo primarno denticiju. Slijedite gore navedene smjernice.

**Дозирање од 0,50 ml** (наносите материјал од врха унутарњег круга до црте које означава 0,50 ml)

- Користити за третирање пацијента с трајном дентитион којима је потребно екстензивно премазивање зуба.

NEMOJTE koristiti ovu količinu za tretman pacijenta koji imaju samo primarno denticiju. Slijedite gore navedene smjernice.

**НАПОМЕНА:** ако се користи цијла колиčina (0,50 ml), тада се бијел лак Clinpro White Varnish не мора дозирање на водилцу за дозирање. Може се користити подлога за мјешање или нека друга површина.

- Бијел лак Clinpro White Varnish штрвуд ќе се на дентитиу и присуству слине. За најболје резултате потребно је посушивањем површине зуба уклони сувину слину прије примјене лака. Како би се спрјичило прерано стврдњавање лака на четици, избјегавате наношење четкице апликатора око накупљене слине. Равномјерно нанесите бијел лак Clinpro White Varnish у **танком** слоју преко третираног(их) подручја. За подножја већих површина, нанесите бијел лак Clinpro White Varnish хоризонталним потезима четкице преко више зуба.

- Након примјене, употежите пацијента кака заврши уста како би се бијел лак Clinpro White Varnish штрвуде. Није препоручливо ispiranje или uporaba силног одмаћ након примјене. Можеде опазити танк премаз на зубима. Пацијент може по жељком осјећати так танк премаз на третираном подручју.

**ГARANCIJA**
Компанија 3M ESPE гарантира отсуство в даном изделии дефектов материала и изготовления. КОМПАНИЈА 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЈ, ВКЛУЧАЈУА ПОДРАЗУМЕВАЕМЕ ГАРАНТИЈ ПРИГОДНОСТ ИЗДЕЛИЈА ДЛЈА ПРОДАЖИ ЛИБО К УПОМИНУВАНИЈУ С ОПРЕДЕЛЕНОЈ ЦЕЛЈОЈ.
Ползвателјаноси отговорност за применителност даног продукта дла конкретних целју. В случае обнаруженја дефекта изделия в течение гарантиторног периода его устрание и ответственность компании 3M ESPE ограничиваются ремонтом и заменой данного изделия 3M ESPE.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**
Осим у случајевима где то је законом забранјено, 3M ESPE неће бити одговоран на за какак израван, неizravan, посебан, случајан или послједичан губитак или штету, проузрочане овим производом, неovisno о правној подлози захтева, укључујући јамство, уговор, проузвод или строгу одговорност.

Holder: Clinres Farmacija d.o.o.
Srednjaк 61, 10 000 Zagre

**МАGYAR**

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**
3M™ ESPE™ Clinpro™ White Varnish™ fehér lakkor fogáértékeléssel látható, amely túlerzékeny fogak zománckák és dentinájának kezelésére szolgál. A Clinpro fehér lakk nedvesség és nyál hatására aktiválódik. Szétterül és rátapad a nedves fogakra. A Clinpro fehér lakk módosított gyanták alkoholos oldala. A termék eddigesze xylitolral töltött. A Clinpro fehér lakk kizárólag a 3M ESPE által gyártott innovatív trikálcium-foszfatot (TCP) tartalmaz. A kalcium- és a foszfátionok a nyál olyan természetes összetevői, amelyek régóta az egészséges fogak fenntartásához hoznak összefüggésebe.

A menta ízesítésű termék 0,50 ml Clinpro fehér lakkot tartalmaz. Minden 0,50 ml-es Clinpro fehér lakk 11,3 mg fluoridionnak megfelelő mennyiségű, 25 mg nátrium-fluoridot tartalmaz.

**SKYAZENANJE I UPORABA**
Folioritartalmú bevonatként alkalmazva:

**ÖNTÉZKEDÉSEK A fogorvosi személyzet számára**
A 3M ESPE termék biztonságos adatlapját letöltheti a www.3MESPE.com honlapon, illetve beszerezheti helyi képviselőitől.

**VESZÉLYESÍTÉS TUDNIVALÓK**
A termék gyúlékony anyagként kerül forgalomba. Miután az anyag a foghoz kötődött, már nem számít gyúlékonyak.

**HASZNÁLTATI UTASÍTÁS**
Általános alkalmazási utasítások:
1. A kezeltetendő fogfelület(ek)en legálább „fogmosás szintű” tisztaságúnak kell lennie. A fészkésítés nem szükséges.

- Nyissa ki az egysegény csomag Clinpro fehér lakkot, majd vigye fel annak teljes tartalmát a körvonalú adagolóval a dobozba, illetve a dobozban lévő adagoló-matricka valamelyikére.

- Fontos: Az aпликатор ессет seğıtségelőséggel alaposan keverje fel a Clinpro fehér lakkot, mivel a nátrium-fluorid lakkok komponensei tárolás alatt szétválhatnak. Keverés közben tartsa egyenlően eloszva az anyagot az adagolórézrész belső kerekében belsejében.

- Egy vagy kétfécsény Clinpro fehér lakk elegendő lehet egy teljes kvadránsra a kontrollvizsgálatoknál vagy ritka alkalmazásokról. Kiterjedtebb kezelésек esetén olvassa el az alábbi alkalmazási ajánlásban foglalt maximális mennyiségeket.

- Adagoló seğıtségelvé vigye fel az anyagot úgy, hogy az anyag a kör felső része és a maximális mennyiséggel jélenző vonal között legyen.

**MAXIMÁLIS ALKALMAZHATÓ ADAGOKA VETŐZŐ IRÁNYVEK:**

**0,25 ml-es adag** (a belső kör jelétől a 0,25 ml-i jelző vonalig tartó anyagmennyiségét vigyen fel)

- Используется для лечения пациентов с временным прикусом.

- Используется для лечения пациентов, которым требуется покрытие небольшого поверхность зубов.

**0,40 ml-es adag** (нанесите материал от горнато страна на встречающия круг до линия, която показва 0,40 ml)

- Используется для лечения пациентов с постоянным прикусом и у тех пациентов, которым требуется покрыть обширную поверхность зубов.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эту дозировку для лечения пациентов с молочным прикусом. Следуйте приведенным выше рекомендациям.

**0,50 ml-es adag** (нанесите материал от горнато страна на встречающия круг до линия, обозначающей 0,50 ml)

- Используется для лечения пациентов со смешанным прикусом, которым требуется покрыть обширную поверхность зубов.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** эту дозировку для лечения пациентов с молочным прикусом. Следуйте приведенным выше рекомендациям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании всей индивидуальной дозы (0,50 мл) материала Clinpro White Varnish не обязательно выдвигать содержимое пакета на шаблон для дозирования. В этом случае для смешивания можно использовать блокнет или другую поверхность.

- Материал Clinpro White Varnish зафиксирован на зубах в присутствии слюны. Для достижения наилучшего результата необходимо удалить излишки слюны с поверхности зубов путем промокания перья нанесением материала. Во избежание преждевременного застывания материала на щетинках кисточки не следует проводить кисточкой аппликатора по склеившейся слюне. Равномерно нанесите материал Clinpro White Varnish тонким слоем на обрабатываемые поверхности. Для обработки больших поверхностей кисточкой нанесите материал Clinpro White Varnish на несколько зубов широкими горизонтальными мазками.
- После нанесения пациент должен закрыть рот, чтобы материал Clinpro White Varnish засох. Не рекомендуется полоскать рот или отсасывать слюну сразу после нанесения. Вы увидите на зубах тонкую пленку. Пациент может почувствовать тонкую пленку, проведя языком по обработанному участку.
- Период лечения материалом Clinpro White Varnish должен составлять не менее 4 часа, а желательно – всю ночь.
- Во время лечения порекомендуйте пациенту избежать употребления твердой и вязкой пищи, спиртосодержащих продуктов (напитки, средства для полоскания рта и т.д.), горячих напитков, воздержаться от чистки зубов и применения зубных нитей.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании всей индивидуальной дозы (0,50 мл) материала Clinpro White Varnish не обязательно выдвигать содержимое пакета на шаблон для дозирования. В этом случае для смешивания можно использовать блокнет или другую поверхность.

**ХРАНЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ**

Материал предназначен для хранения и использования при комнатной температуре. Срок хранения при комнатной температуре – 24 месяца. Частые посещения врача, включая использование горячих напитков (более 10°C/50°F могут сократить срок хранения. Дату истечения срока хранения см. на внешней упаковке.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Информация об утилизации см. в паспорте безопасности материалов (доступен на веб-сайте www.3MESPE.com или в местном представительстве).

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ**

Запрещается предоставлять информацию, противоречащую этой инструкции.

**ГАРАНТИЯ**

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в данном изделии дефектов материала и изготовления. КОМПАНИЈА 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЈ, ВКЛУЧАЈУА ПОДРАЗУМЕВАЕМЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ИЗДЕЛИЈА ДЛЈА ПРОДАЖИ ЛИБО К УПОМИНУВАНИЈУ С ОПРЕДЕЛЕННОЈ ЦЕЛЈОЈ.
Ползвателјаноси отговорност за применителност даног продукта дла конкретних целју. В случае обнаруженја дефекта изделия в течение гарантиторног периода его устрание и ответственность компании 3M ESPE ограничиваются ремонтом и заменой данного изделия 3M ESPE.

**ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

