

DE ID 213 Instrumenten-Desinfektion

ID 213 ist ein hochwirksames, aldehydfreies Konzentrat für die gleichzeitige Desinfektion und Reinigung des allgemeinen zahnärztlichen Instrumentariums (Spiegel, Sonden, Pinzetten, Zangen, etc.). Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Desinfektion und Reinigung von alkali- und alkoholempfindlichem rotierendem Instrumentarium z. B. aus Leicht- und Buntmetallen (Aluminium, Messing etc.) oder bestimmten kunststärzgebundenen Instrumenten. ID 213 ist materialschonend und besitzt eine angenehme Duftnote.

Zusammensetzung: 100 g ID 213 enthalten 15 g 3-Aminopropyl-dodecyl-1,3-propanediamine, 12,5 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid, nichtionische Tenside, Komplexbildner und Hilfsstoffe.

Wirkungsspektrum: Bakterizid, tuberkulozid, fungizid¹⁾, viruzid²⁾ (behältte Viren wie Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV und HIV²⁾ sowie unbehaltte Viren wie Adeno-Viren³⁾, Polyoma-Viren SV 40³⁾, Polio-Viren³⁾. **VAH/DGHM-Liste, IHO Viruzide-Liste.** Geprüft gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Anwendung: ID 213 wird als 2 %ige Lösung bei einer Einwirkzeit von 60 Minuten eingesetzt. Dazu z. B. 20 ml ID 213 über Messbecher im Verschluss (Markierung entspricht 20 ml) dosieren und mit Wasser auf 1 Liter auffüllen.

Anwendung	Konzentration	Einwirkungszeit
Instrumentendesinfektion (nach DGHM)	2 %	5 Min.
Bakterien, Pilze ¹⁾	2 %	5 Min.
Tb-Bakterien (nach DGHM)	2 %	1 Std.
Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV ²⁾	2 %	1 Min.
Adeno-Viren ³⁾	2 %	30 Min.
Polyoma-Viren SV 40	2 %	5 Min.
Polio-Viren ³⁾	6 %	4 Std.

1) Prüfung mit Candida albicans, Aspergillus niger.

2) Gemäß Empfehlung des RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

ID 213 ist auch für die Anwendung im **Ultraschallgerät** geeignet. Wir empfehlen 2 % und 30 Minuten.

ID 213 nicht mit handelsüblichen Haushaltsreinigern mischen. Gebrauchslösung mit handwarmem Wasser ansetzen. Desinfizierte Instrumente aus dem Bad entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und ggf. sterilisieren. Die Standzeit der Gebrauchslösung beträgt max. 14 Tage. Bei erhöhter Belastung mit Blut, Speichel, etc. empfehlen wir die Lösung zwei- bis dreimal wöchentlich zu erneuern.

Hinweise: ID 213 nicht mit aldehydhaltigen Präparaten, die beispielsweise Glutaraldehyd oder Glyoxal enthalten, mischen. Beim Kontakt mit ID 213 kann dies zu rotbraunen Verfärbungen führen. Vor erstmaliger Verwendung von ID 213 Instrumentenbox gründlich reinigen.

☞ siehe Aufdruck.

Gefahr: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Sehr giftig für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Vertrieb in Österreich: DÜRR DENTAL AUSTRIA
Feldstraße 7a, 6020 Innsbruck, Austria ☎ +43 512572834
Vertrieb in Schweiz: DÜRR DENTAL AG
Seestrasse 108, 9326 Horn, Switzerland ☎ +41 718441030

EN ID 213 Instrument disinfection

ID 213 is an aldehyde-free concentrate for the disinfection and cleaning of general dental instruments (mirrors, probes, tweezers, forceps etc.). An additional field of application is the disinfection and cleaning of alkali- and alcohol-sensitive rotary instruments.

Composition: 100 g ID 213 contain 15 g 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propanediamine, 12,5 g alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloride, non-ionic surfactants, complexing agents and accessory agents.

Effective spectrum: Bactericidal, tuberculocidal, fungicidal¹⁾, virucidal activity²⁾ (encapsulated viruses such as vaccinia viruses, incl. HBV, HCV, HIV²⁾ as well as non-encapsulated viruses, such as adeno viruses³⁾, polyoma viruses SV 40³⁾, polio viruses³⁾. **List of VAH/DGHM.** Tested in accordance with EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

Anwendung: ID 213 wird als 2 %ige Lösung bei einer Einwirkzeit von 60 Minuten eingesetzt. Dazu z. B. 20 ml ID 213 über Messbecher im Verschluss (Markierung entspricht 20 ml) dosieren und mit Wasser auf 1 Liter auffüllen.

Anwendung	Konzentration	Einwirkungszeit
Instrumentendesinfektion (nach DGHM)	2 %	5 Min.
Bakterien, Pilze ¹⁾	2 %	5 Min.
Tb-Bakterien (nach DGHM)	2 %	1 Std.
Vaccinia-Viren inkl. HBV, HCV, HIV ²⁾	2 %	1 Min.
Adeno-Viren ³⁾	2 %	30 Min.
Polyoma-Viren SV 40	2 %	5 Min.
Polio-Viren ³⁾	6 %	4 Std.

1) Prüfung mit Candida albicans, Aspergillus niger.

2) Gemäß Empfehlung des RKI (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

ID 213 ist auch für die Anwendung im **Ultraschallgerät** geeignet. Wir empfehlen 2 % und 30 Minuten.
ID 213 nicht mit handelsüblichen Haushaltsreinigern mischen. Gebrauchslösung mit handwarmem Wasser ansetzen. Desinfizierte Instrumente aus dem Bad entnehmen, unter fließendem Wasser abspülen und ggf. sterilisieren. Die Standzeit der Gebrauchslösung beträgt max. 14 Tage. Bei erhöhter Belastung mit Blut, Speichel, etc. empfehlen wir die Lösung zwei- bis dreimal wöchentlich zu erneuern.

Hinweise: ID 213 nicht mit aldehydhaltigen Präparaten, die beispielsweise Glutaraldehyd oder Glyoxal enthalten, mischen. Beim Kontakt mit ID 213 kann dies zu rotbraunen Verfärbungen führen. Vor erstmaliger Verwendung von ID 213 Instrumentenbox gründlich reinigen.

☞ see bottle imprint.

Danger: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Causes severe skin burns and eye damage. Harmful if swallowed. Very toxic to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Wear protective gloves and eye/face protection. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Dispose of contents/container to hazardous or special waste collection point.

DÜRR DENTAL (Products) UK Ltd.
14 Linnway Way - Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants NN16 8PS, United Kingdom ☎ +44 1536526740

FR ID 213 Désinfection des instruments

ID 213 est un concentré exempt d'aldehydes, pour la désinfection et le nettoyage des instruments de médecine dentaire générale (miroirs, sondes, pinçettes, pinces etc.). Un champ d'application complémentaire est la désinfection et le nettoyage d'instruments rotatifs sensibles aux alcalins ou à l'alcool.

Compositio: L'ID 213 contient du 3-aminopropyl-dodécyl-1,3-propanediamine 15 % (150 g/l), alkyl-benzyle-diméthyle-chlorure d'ammonium 12,5 % (125 g/l), des tensioactifs nonioniques, des agents complexants et des agents auxiliaires.
Spectre d'activité: Bactéricide, tuberculocide, fongicide¹⁾, virucide²⁾ (virus enveloppés tels que virus de la vaccine et VHB, VHC, VIH²⁾, ainsi que virus sans enveloppe tels qu'adénovirus³⁾, polyomavirus SV 40³⁾, poliovirus³⁾.
Liste VAH/DGHM. Testato secondo le norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Test con Candida albicans, Aspergillus niger.

2) Secondo le raccomandazioni dell'RKI (Robert Koch Institut) (Dipartimento Salute Federale 47, 62-66, 2004).

Usò: ID 213 è da utilizzarsi al 2 % (20 ml di ID 213 von 1 lt. d'acqua) con un tempo di azione di 60 minuti (si veda la tabella al punto „DE“).

Per l'uso negli apparecchi ad ultrasuoni si consiglia una concentrazione del 2 % per 2 minuti, per batteri Tbc 2 % e 30 minuti.

Mode d'emploi: L'ID 213 s'emploie à une concentration de 2 %. Ajouter 20 ml de l'ID 213 à 980 ml de l'eau. Le temps d'action est de 60 minutes (cf. referer au tableau dans „DE“).

Pour l'emploi dans des appareils à **ultra-sons** nous recommandons 2 % et 2 minutes, et pour les BK 2 % et 30 minutes.

En pas mélanger l'ID 213 aux détergents ménagers usuels. Préparer la solution d'emploi avec de l'eau chaude à température des mains.

Rinçer les instruments désinfectés à l'eau courante, les sécher et les stériliser si nécessaire. La durabilité de la solution de travail est de 14 jours au maximum. En cas de charge accrue par du sang, de 14 jours au maximum. En cas de charge accrue par du sang, de la saline, etc., nous recommandons de renouveler la solution deux à trois fois par semaine.

Précautions: Ne pas mélanger ID 213 avec des préparations à base d'aldehyde contenant par exemple du glutaraldehyde ou du glyoxal, sous peine de provoquer des décolorations (marrons roux) au contact d'ID 213. Nettoyer minutieusement la boîte à instruments avant la première utilisation d'ID 213.

Precautions: Ne pas mélanger ID 213 with preparations containing aldehydes, such as glutaraldehyde or glyoxal, for example. On contact with ID 213, these can cause reddish-brown discolorations. Before using ID 213 for the first time, clean the instrument box thoroughly.

☞ voir le marquage.

Danger: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion. Très toxique pour les organismes aquatiques. Tenir ID 213 hors de portée des enfants. Le produit est nocif pour l'environnement. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France
☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BELGIUM
Moldeneidebaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT ID 213 Disinfezione di strumenti

ID 213 è un concentrato privo di aldeidi per la disinfezione e la pulizia dello strumentario odontoiatrico (specchietto, sonde, pinzette, pinze, ecc). Un ulteriore campo di applicazione è la disinfezione e la pulizia di strumentario rotante sensibile ad alcali ed alcali.

Composizione: 100 g ID 213 contengono 15 g 3-aminopropil-dodecil-1,3-propanodiamina, 12,5 g di cloruro di alchil-benzil-dimetil-cloruro di amonio, tensioattivo non ionico, agenti sinergici e elementi ausiliari.

DÜRR DENTAL FRANCE
8, rue Paul Héroult, 92500 Rueil-Malmaison, France
☎ +33 155691150

DÜRR DENTAL BELGIUM
Moldeneidebaan 97, 3191 Hever, Belgium ☎ +32 15616271

IT ID 213 Disinfezione di strumenti

ID 213 è un concentrato privo di aldeidi per la disinfezione e la pulizia dello strumentario odontoiatrico (specchietto, sonde, pinzette, pinze, ecc). Un ulteriore campo di applicazione è la disinfezione e la pulizia di strumentario rotante sensibile ad alcali ed alcali.

Composizione: 100 g ID 213 contengono 15 g 3-aminopropil-dodecil-1,3-propanodiamina, 12,5 g di alchil-benzil-dimetil-cloruro di amonio, tensioattivo non ionici, agenti complessi e additivi.

Spectro d'azione: Battericida, tuberculocida, fungicida¹⁾, virucida²⁾ (virus capsulati come vacciniavirus, compresi HBV, HCV e HIV²⁾, ma anche contro i virus non capsulati, quali gli adenovirus³⁾, poliomavirus SV 40³⁾, poliovirus³⁾.
Lista VAH/DGHM. Testato secondo le norme EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Test con Candida albicans, Aspergillus niger.

2) Secondo le raccomandazioni dell'RKI (Robert Koch Institut) (Dipartimento Salute Federale 47, 62-66, 2004).

Usò: ID 213 è da utilizzarsi al 2 % (20 ml di ID 213 von 1 lt. d'agua) con un tempo di azione di 60 minuti (si veda la tabella al punto „DE“).

Per l'uso negli apparecchi ad ultrasuoni si consiglia una concentrazione del 2 % per 2 minuti, per batteri Tbc 2 % e 30 minuti.

Mode d'emploi: L'ID 213 s'emploie à une concentration de 2 %. Ajouter 20 ml de l'ID 213 à 980 ml de l'eau. Le temps d'action est de 60 minutes (cf. referer au tableau dans „DE“).

Pour l'emploi dans des appareils à **ultra-sons** nous recommandons 2 % et 2 minutes, et pour les BK 2 % et 30 minutes.

En pas mélanger l'ID 213 aux détergents ménagers usuels. Préparer la solution d'emploi avec de l'eau chaude à température des mains.

Rinçer les instruments désinfectés à l'eau courante, les sécher et les stériliser si nécessaire. La durabilité de la solution de travail est de 14 jours au maximum. En cas de charge accrue par du sang, de 14 jours au maximum. En cas de charge accrue par du sang, de la saline, etc., nous recommandons de renouveler la solution deux à trois fois à la semaine.

Precautions: Ne pas mélanger ID 213 con derivati aldeidici, che contengono ad esempio glutaraldeide o glicossale. In caso di contatto con ID 213 tali sostanze possono causare discolorazioni rosse.

Prima del primo utilizzo di ID 213 pulire accuratamente la scatola della strumentazione.

☞ vedi stampo sul flacone.

Pericolo. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o especiales.

Distribuido em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

NL ID 213 Instrumenten-desinfectie

ID 213 is een aldehydenvrij concentraat voor desinfectie en reiniging van algemeen handgebruikt instrumentarium (spiegels, sondes, pinçetten, tangen, etc.). Een verder toepassingsgebied is de desinfectie en reiniging van alkali- en alcoholgevoelig rotierend instrumentarium.

Samenstelling: ID 213 bevat 3-aminopropyl-dodecyl-1,3-propanediamine 15 % (150 g/l), alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchloride 12,5 % (125 g/l), niet-ionische tensiden, complexvormende substanties en hulpstoffen.

Werkingspectrum: bactericide, tuberculocid, fungicide¹⁾, virucide²⁾ (omhulde virussen zoals vaccinia-virussen, incl. HBV, HCV, HIV²⁾, alsmede naakte virussen zoals adeno-virussen³⁾, polyoma-virusven SV 40³⁾, polio-virusven³⁾.
VAH/DGHM-lijst. Getest volgens EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Getest met candida albicans, aspergillus niger.

2) Op aanraden van het RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Gebruiksaanwijzing: ID 213 wordt als een 2 % oplossing (20 ml ID 213 en aanvullen tot 1 liter met water) bij een inwerktijd van 60 minuten gebruikt (zie tabel in „DE“).

Voor gebruik in **ultrasonische reinigings-apparatuur** wordt een 2 %-oplossing bij een inwerkstijd van 2 min. aanbevolen, voor Tb-bacteriën 2 % en 30 minuten.

ID 213 niet met huishoudelijke reinigingsmiddelen mengen. Gebruiksoplassing niet met koud, maximaal lauwwarm water aanmaken. Na de inwerkperiode instrumenten onder stromend water grondig afspoelen, drogen en steriliseren. De standtijd van de gebruiksoplassing bedraagt max. 14 dagen. Bij een verhoogde belasting door bloed, speeksel, enz. raden wij aan de oplossing twee-tot driemaal per week te vernieuwen.

N.B.: ID 213 niet met aldehydhoudende preparaten die bijvoorbeeld

Não misturar o ID 213 com produtos comuns de limpeza doméstica. Misturar o produto com a água morna. Retirar os instrumentos desinfetados do banho, lavá-los com água corrente e esterilizá-los, se for o caso. O tempo de utilização da solução após a preparação é de 14 dias. Caso se verifique uma carga elevada de sangue, saliva etc. recomendamos renovar a solução duas a três vezes por semana.

Nota: Não misturar o ID 213 com preparados que contemham aldeido, como os que contêm, por ex., glutaraldeído ou glixal. Estes, em contacto com o ID 213 podem originar corescações castanhas avermelhadas. Antes de utilizar o ID 213 pela primeira vez, limpe bem a caixa dos instrumentos.

☞ zie stempel op de fles.

Gevaar. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water, gedurende een aantal minuten; contactlinsen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Gebruiksaanwijzing: ID 213 moet als een 2 % oplossing (20 ml ID 213 en aanvullen tot 1 liter met water) bij een inwerkijd van 60 minuten gebruikt (zie tabel in „DE“).

Voor gebruik in **ultrasonische reinigings-apparatuur** wordt een 2 %-oplossing bij een inwerkstijd van 2 min. aanbevolen, voor Tb-bacteriën 2 % en 30 minuten.

ID 213 niet met huishoudelijke reinigingsmiddelen mengen. Gebruiksoplassing niet met koud, maximaal lauwwarm water aanmaken. Na de inwerkperiode instrumenten onder stromend water grondig afspoelen, drogen en steriliseren. De standtijd van de gebruiksoplassing bedraagt max. 14 dagen. Bij een verhoogde belasting door bloed, speeksel, enz. raden wij aan de oplossing twee-tot driemaal per week te vernieuwen.

N.B.: ID 213 niet met aldehydhoudende preparaten die bijvoorbeeld

☞ véase lo grabado.

Peligro. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes y gafas/máscara de protección. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lie para l'osil. Continuar a enjuagar. Almacenar en local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Eliminar o conteúdo/recipiente, enviando-o(s) para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Distribuido em Portugal por: DÜRR DENTAL MEDICS IBERIA S. A.
Serra de la Salut, 11 N-6, Poligono Industrial Santiga,
08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain ☎ +34 937183335

SV ID 213 Instrument-desinfektion

ID 213 är ett aldehydfritt koncentrat för desinfektion och rengöring av tandläkarnas allmänna instrumentutrustning (speglar, sonder, pinçetter, tangar etc.). Ännu ett användningsområde är, desinfektion och rengöring av alkali- och alkoholkänsliga instrument.

Sammansättning: 100 g ID 213 innehåller 15 g aminopropyl-dodecyl-1,3-propandiamin, 12,5 g bensalkonklorid, icke joniska tensider, komplexbildningsämnen och hjälpmedel.

Effektivitetsspektrum: Baktericid, tuberkulocid, fungicid¹⁾, virucid²⁾ (kapslade virus som vacciniavirus, inkl. HBV, HCV och HIV²⁾, samt okapslade virus som adenovirus³⁾, polyomavirus SV 40³⁾, poliovirus³⁾.
VAH/DGHM-Lista. Kontrollerat enligt EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

1) Kontrollert med Candida albicans, Aspergillus niger.

2) Enligt rekommendationer från RKI (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Bruksanvisning: ID 213 är en 2 %-ig lösning (20 ml ID 212 och tyll på med vatten upp till 1 litr.). Lätt i vika 60 min (se tabell i „DE“).

2 minuter, för Tb-bakterier 2 % och 30 minuter.

ID 213 får ej blandas med vanliga hushållsrengöringsmedel. Lösningen skall blandas med handvattat vatten. Desinficerande instrument sköljes under rinnande vatten samt steriliseras i förekommande fall. Den färdigblandade lösningens hållbarhet uppgår till max. 14 dagar. Vid stor belastning med blod, salv etc. rekommenderar att blanda ny lösning ta eller tre gånger i veckan.

Anmärkning: ID 213 får inte blandas med aldehydhaltiga preparat som exempelvis innehåller glutaraldehyd eller glyoxal. Dessa kan vid kontakt med ID 213 framkalla rödbruna missfärgningar. Rengör instrumentboksen nogga innan ID 213 används för första gången.

☞ se stämpel.

Fara. Kan orsaka organiskador genom lång eller upprepad exponering. Misstake allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid förtäring. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadligt för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta in eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen

ska förvaras väl tillsluten. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Innehåll/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

DÜRR DENTAL AG
Mediavägen 9B, 13548 Tyresö, Sweden ☎ +46 8448 6808

FI ID 213 Instrumenttien desinfiointiaine

ID 213 on aldehydittöiviestä hammaskäikärin instrumenttien desinfiointi- ja puhdistukseen (peilit, sondit, atulat, piditt jne.). Lisäksi ID 213 voidaan käyttää alkeillei- luokalle ja alkoholille herkkien pyörivien instrumenttien desinfiointiin ja puhdistukseen.

Koostumus: 100 g ID 213 sisältää 15 g 3-aminopropyyli-dodecyyli-1,3-propanidiaminiä, 12,5 g bensalkoniumkloridiä, ionittomia tensidieitä, kompleksinmuodostajia ja apuainetta.

Vaikutusspektri: Tuhoaa bakteeritää, (myös tuberkuloosibakteeriä), sienii¹⁾ ja viruksia²⁾ (vapailiiset virukset kuten vacciniavirusket mukaan lukien HBV, HCV ja HIV²⁾, sekä vapattomat virukset kuten adenovirusket³⁾, polyomavirusket SV 40³⁾, poliovirusket³⁾.
VAH/DGHM-Lista. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563 mukana.

1) Testattu Candida albicansilla, Aspergillus nigerillä.

2) Testattu RKI:n suosituksesta (Robert Koch Institut) (Bundesgesundheitsbl. 47, 62-66, 2004).

Käyttö: ID 213 käytetään normaalisti 2 %: na liuoksena (20 ml ID 213 ja lisätään vettä litraan saakka). Vaikutusaika on 60 min (katso taulukko kohdassa DE).